

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

PINZA CONJUNTIVA FECHTNER

REFERENCIA: K5-1820
MARCA: KATENA



Descripción: Pinza para conjuntiva con puntas muy delicadas en forma de anillo y plataforma. El diseño de su punta permite agarrar de forma atraumática el suave tejido conjuntival, que entra dentro del agujero del anillo, sin romperse ni cortarse, como ocurre con la mayoría de pinzas. Además, al disponer de plataforma facilita el manejo de suturas delicadas.

Medidas: Longitud total 10,1 cm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 21 de mayo del 2015, rev.2