

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

PINZA HARMS-COLIBRI MUY DELICADO 1x2, 0,12mm PLATAFORMA

REFERENCIA: K5-1902
MARCA: KATENA



Descripción: Pinza Harms-Colibri muy delicada con dientes 1x2 de 0,12 mm y plataforma. Longitud total de la pinza 11 cm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja de 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 21 de mayo del 2015, Rev.2