


PINZA CORNEAL HYDE DIENTES 2x2, 0,12mm C/PLAT.

REFERENCIA: K5-1920
MARCA: KATENA



Descripción: Pinza destinada a uso corneal con punta angulada y plataforma para sutura. Dientes en disposición 2x2 de 0,12mm.

Medidas: Longitud total de 160mm.

Material: Acero de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 14 de Marzo del 2018, rev 1.