


MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

PINZA BONN CON PLATAFORMA

REFERENCIA: K5-2020

MARCA: KATENA



Descripción: Pinza muy delicada con dientes 1x2 de 0,12 mm y plataforma y mango largo.

Medidas: Largo total de la pinza 10 cm.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 18 de junio de 2015, rev. 2