

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

PINZA CORNEAL THORPE CON DIENTES Y PLATAFORMA

REFERENCIA: K5-2100
MARCA: KATENA



Descripción: Pinza corneal con plataforma y dientes en configuración 2 x 3 de 0,12 mm.

Medidas: Longitud total 10,2 cm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 18 de junio del 2015, rev.2