


PINZA KELMAN-MCPHERSON

REFERENCIA: K5-2330

MARCA: KATENA



Descripción: Pinza angulada para agarrar tejidos. Mandíbulas con dientes en disposición 2x1.

Medidas: Mandíbulas de 8 mm. Dientes 0,3 mm. Longitud total de la pinza: 100 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 23 de Marzo de 2016, Rev.1.