

PINZA HOFFER-MCPHERSON

REFERENCIA: K5-2350
MARCA: KATENA



Descripción: Pinza muy delicada y angulada para agarrar tejidos. Mandíbulas con dientes en disposición 2x1 para una óptima sujeción tisular.

Medidas: Longitud total de 101mm. Mandíbulas de 11mm de largo. Dientes de 0,12mm.

Material: Acero inoxidable grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 01 de Febrero del 2017, rev. 1.