

PINZA SUTURA CASTROVIEJO CON PLATAFORMA DIENTES 1x2

REFERENCIA: K5-2500
K5-2510
K5-2520
K5-2530

MARCA: KATENA



Descripción: Pinza Castroviejo para sutura, con dientes 1x2 y plataforma. Diseñada para coser heridas, provocando el mínimo traumatismo.

Medidas:

REFERENCIA	MEDIDA	LONGITUD TOTAL
K5-2500	Dientes 1x2 de 0,12 mm	108 mm
K5-2510	Dientes 1x2 de 0,3 mm	108 mm
K5-2520	Dientes 1x2 de 0,5 mm	108 mm
K5-2530	Dientes 1x2 de 0,9 mm	108 mm

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 30 de noviembre de 2015, rev.1