

PINZA FIJACION MOODY CON CIERRE Y DIENTES 1x2, 0,5mm IZQUIERDA

REFERENCIA: K5-2553

MARCA: KATENA



Descripción: Pinzas de fijación para estrabismo, curvadas con cierre, pensadas para eliminar la tracción al suturar. Ayudan a retraer, tener un mayor control y estabilizar el ojo. El clásico “snap lock” ha sido reemplazado por un bloqueo deslizante, activado con el pulgar izquierdo. Este nuevo sistema elimina el problema de bloqueo, doblado o desalineado de las pinzas.

Medidas: 105 mm de longitud. Dientes en disposición 1x2, de 0,5 mm

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 27 de abril de 2016, Rev. 1.