

PINZA FIJACION ESTRABISMO HELVESTON

REFERENCIA: K5-2556

MARCA: KATENA



Descripción: Pinza para fijación, con dientes de 0,60mm en configuración 1x2. Diseñada para ser utilizada en fijaciones del globo durante la cirugía de estrabismo. Tiene la opción de bloqueo mediante cierre pulgar.

Medidas: 110 mm de longitud.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 28 de Junio de 2016, Rev.1.