


MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

PINZA PARA TEJIDOS BISHOP-HARMON

REFERENCIA: K5-3500 delicada
K5-3510 estándar

MARCA: KATENA



Descripción: Pinza para manipulación de tejidos con dientes en configuración 1x2

Medidas: Longitud total 8,5 cm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 18 de junio del 2015, rev.2