

PINZA CURAS BISHOP-HARMON PUNTAS CRUZADAS SERRADAS

REFERENCIA: K5-3550
MARCA: KATENA



Descripción: Pinza de curas Bishop-Harmon, de puntas serradas que cierran sobre sí mismas (criss-cross), indicadas para manipular gasas o suturas y quitar cuerpos extraños.

Medida: Longitud total del instrumento 90 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja de 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 25 de febrero del 2015, Rev.1.