

PINZA FIJACION MANHATTAN EYE&EAR DIENT.1x2 C/PLAT.

REFERENCIA: K5-3562
MARCA: KATENA



Descripción: Pinzas para fijación con mandíbulas dentadas 2x1 de 0,3mm, y plataformas que mejoran el agarre.

Medidas: Longitud total de 90 mm.

Material: Acero de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 10 de Setiembre del 2017, rev 1.