


MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

PINZA STANDARD CON DIENTES 1x2 PARA TEJIDO

REFERENCIA: K5-4140

MARCA: KATENA (K)



Descripción: Pinza recta estándar para tejido, con dientes 1x2, indicada para cirugías de retina, vítreo, cataratas y trasplantes de córnea.

Medidas: Longitud total del instrumento 10 cm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad por caja.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 18 de junio de 2015, rev.2