


PINZA CURAS ADSON

REFERENCIA: K5-4150 y K5-4152


MARCA: KATENA



Descripción: Pinzas disección Adson rectas y serradas de 125 mm de largo para cirugías de retina, vítreo, cataratas y trasplantes de cornea.

Medidas:

		K5-4150	K5-4152
Acabado		delicado	estándar
Ancho de mandíbula	Punta	0,90 mm	1,30 mm
	Base	1,4 mm	1,7 mm



Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 18 de junio del 2015, rev.2