

PINZA TEJIDO ADSON STANDARD 125mm RECTA

REFERENCIA: K5-4172
MARCA: KATENA



Descripción: Pinzas rectas especialmente diseñadas para la sujeción tisular, gracias a su diseño de dientes 1x2. Asa estriada para una mejor y más segura manipulación.

Medidas: Longitud total de 125mm.

Material: Acero inoxidable grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 01 de Febrero del 2017, rev. 1.