

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

PINZA PARA CURAS BAYONET

REFERENCIA: K5-4180

MARCA: KATENA



Descripción: Pinza para curas Bayonet con mandíbulas serradas, para agarrar gasas y extraer fragmentos extraños de tejidos.

Medidas: Longitud total del instrumento 146 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 18 de junio de 2015, rev.2