

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

PINZA DE FIJACION

REFERENCIA: K5-4500 PINZA DE FIJACION BRACKEN
K5-4550 PINZA DE FIJACION ELSCHNIG
MARCA: KATENA



Descripción: Pinza de fijación recta con dientes 1x2.

	K5-4500	K5-4550
Diseño	Bracken Dientes delicados	Elschnig Dientes estándar
Separación de la plataforma de lado a lado	0,5 mm	0,7 mm

Medidas: Longitud total del instrumento 10,7 cm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 18 de junio del 2015, rev.2