

## PINZA SUTURA McPHERSON MANDÍBULAS 5mm RECTA

REFERENCIA: K5-5000

MARCA: KATENA



Descripción: Pinza McPherson con mandíbulas rectas en los extremos para sutura.

Medidas: Longitud de la mandíbula 5 mm, longitud total del instrumento 100 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 18 de junio de 2015, Rev.2*