

## PINZA BECHERT MANDIBULAS 10mm ANGULADA

REFERENCIA: K5-5049  
MARCA: KATENA



Descripción: Pinzas para sutura con mandíbulas largas y finas, anguladas, de 10 mm de longitud.

Medidas: Longitud total de 100mm.

Material: Acero de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 12 de Julio del 2017, rev 1.*