

PINZA PARA CAPSULORREXIS INAMURA

REFERENCIA: K5-5070
MARCA: KATENA



Descripción: Pinzas de micro incisión para capsulorrexis, muy delicadas. Punta de agarre triangular, con largas plataformas, de 10mm y apertura máxima 1,75mm. Indicada para sellar la incisión durante la capsulorrexis, a través de una incisión de 1,80 mm.

Medidas: 110 mm de longitud.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de Junio de 2017, Rev.1.