

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

PINZA CAPSULORREXIS UTRATA DELICADA

REFERENCIA: K5-5082

MARCA: KATENA



Descripción: Pinza para capsulorhexis con palas muy delgadas de 11 mm de longitud. Punta en forma triangular para facilitar un mejor agarre.

Mango redondo con guía de cierre.

Fabricada en acero inoxidable de grado médico.

Medidas: Largo total 10,5 cm.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 18 de junio de 2015 rev.3