

## PINZA CAPSULORREXIS MUY DELICADA PARA MICS

**REFERENCIA:** K5-5091  
**MARCA:** KATENA



Descripción: Pinzas de micro incisión para capsulorrexis, muy delicadas. Punta de agarre triangular, de 11mm y apertura máxima 1,75mm. Indicadas para realizar capsulorrexis a través de una incisión de 1,8mm.

Medidas: 110 mm de longitud.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 20 de Junio de 2016, Rev. 1.*