

## PINZA CAPSULORREXIS GIANNETTI MICS PLANA

REFERENCIA: K5-5092  
MARCA: KATENA



Descripción: Pinza MICS plana con puntas muy delicadas y con un máximo de apertura de 1,75 mm. Indicada para intervenciones de capsulorrexis anterior o posterior a través de incisiones de 1,5mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja de 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 18 de junio de 2015, Rev.2*