

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

PINZA PARA SUTURA JAFFE DELICADA CON PLATAFORMA DE 6mm RECTA

REFERENCIA: K5-5200
MARCA: KATENA



Descripción: Pinza para sutura de mango plano con punta recta, muy delicada, tiene 6mm de punta plana, recomendada para suturas de 8-0 a 11-0.

Medidas: 115mm de longitud.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 18 de junio del 2015, rev.3