

PINZA PARA SUTURA TENNANT DELICADA

REFERENCIA: **K5-5220** **RECTA**
 K5-5230 **CURVA**

MARCA: **KATENA**



Descripción: Pinza Tennant para realizar suturas con plataforma y punta recta (K5-5220) o curva (K5-5230), muy delicadas. Mango redondo con guía. Plataforma de 6 mm. Especialmente indicadas para suturas de 9-0 a 11-0.

Medida: Longitud total del instrumento 100 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 15 de diciembre 2015, Rev. 1.