

PINZA PARA SUTURA HELVESTON STANDARD RECTA

REFERENCIA: K5-5420

MARCA: KATENA



Descripción: Pinzas de sutura Helveston. Presenta mandíbulas rectas y lisas especialmente diseñadas para suturas de 4-0 a 6-0.

Medidas: Longitud total de 114mm.

Material: Acero inoxidable grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 10 de Marzo del 2017, rev. 1.