


PINZA COMPRESORA GLÁNDULA MEIBOMIAN ARITA

REFERENCIA: K5-5900

MARCA: KATENA



Descripción: Este nuevo instrumento ha sido diseñado por el doctor Reiko Arita de la ciudad de Saitama Japón. Pensadas para tratar disfunciones de la glándula de meibomian (DGM), sus ángulos especiales permiten al cirujano insertarlas fácilmente y colocar las puntas sobre el párpado paralelas al margen del párpado. Las amplias palas han sido pulidas suavemente para poder comprimir las glándulas, aliviando cualquier oclusión y con un dolor mínimo al paciente. Este instrumento es fácil de usar tanto desde el párpado inferior o superior y trabajando desde un enfoque temporal o nasal.

Medidas: 100mm de longitud.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 25 de Abril de 2016, Rev.1.