

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

PINZA CILIAR BARRAQUER LIGERAMENTE ANGULADA

REFERENCIA: K5-6000

MARCA: KATENA



Descripción: Pinza Ciliar Barraquer ligeramente angulada. Esta pinza se caracteriza por tener una superficie de contacto idónea para manipular las lentes sin dañarlas, asimismo, se utiliza para agarrar y quitar pestañas sin deslizamientos molestos.

Medidas: Longitud total del instrumento 110 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 18 de junio de 2015, Rev.2