


## PINZA PARA CONJUNTIVA BONACCOLTO SERRADA

REFERENCIA:      K5-6200      (1,2mm)  
                         K5-6210      (1,7mm)

MARCA:            KATENA



Descripción: Pinza para conjuntiva Bonaccolto. Mandíbulas serradas longitudinalmente y con estrías transversales en las puntas.

Medida:

- ✓ K5-6200: Longitud de la punta 1,2 mm. Longitud total del instrumento 98 mm.
- ✓ K5-6210: Longitud de la punta 1,7 mm. Longitud total del instrumento 103 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 30 de noviembre 2015, Rev.1.*