

PINZA COMUN NUGENT ANGULADA

REFERENCIA: **K5-6214** **(punta suave)**
 K5-6215 **(punta serrada)**

MARCA: **KATENA**



Descripción: Pinza Nugent común. La referencia K5-6214 presenta unas puntas suaves, lisas. La referencia K5-6215 presenta unas puntas serradas longitudinalmente.

Medida:

- ✓ K5-6214: Longitud de la punta 10 mm. Longitud total del instrumento 103 mm.
- ✓ K5-6215: Longitud de la punta 10 mm. Longitud total del instrumento 103 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 30 de noviembre 2015, Rev.1.