

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## **PINZA DE RELOJERO CURVA #7**

**REFERENCIA: K5-6570**

**MARCA: KATENA**



Descripción: Pinza curva de relojero Jewelers. Su diseño y el específico grosor de las puntas permiten acceder a las áreas de difícil manipulación durante la intervención quirúrgica. Especialmente indicada para micro-disecciones en operaciones de cataratas, córnea, retina y vítreo.

Medidas: Longitud total del instrumento 11'5cm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad por caja.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 18 de junio de 2015, rev.2*

