

PRECHOPPER AKAHOSHI P/FACO MAND.4,5mm PTA. AFILADA

REFERENCIA: K5-7230

MARCA: KATENA



Descripción: Akahoshi para Faco. no esculpe el núcleo y reduce el tiempo de ultrasonido. Las puntas son afiladas para insertarse en el centro del núcleo, presionando el mango se logra la acción de dividirlo. Las mandíbulas se utilizan entonces para girar los segmentos de núcleo antes de un pre corte adicional.

Medidas: Longitud total del instrumento 108 mm. Puntas 4,5 mm

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad por caja.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 5 de enero de 2016, Rev. 1.