

FRAGMENTADOR NÚCLEO ERNEST

REFERENCIA: K5-7240
MARCA: KATENA



Descripción: Pinzas diseñadas para la fragmentación nuclear, con acción cruzada extra delicada. Mandíbulas con forma de paleta dentada. Indicadas para agrietar el núcleo a través de una incisión de 2,5mm.

Medidas: 103 mm de longitud.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 23 de Noviembre de 2016, Rev.1.