

MICROPINZA SUJECIÓN LIO DONNEFIELD

REFERENCIA: K5-7570

MARCA: KATENA



Descripción: Micropinza Donnefield con puntas terminadas en forma de paleta, indicadas para sujetar lentes intraoculares. El agujero localizado en el centro de la paleta permite visualizar la lente y mejora la tracción de misma.

Medida: 21 Ga.

Material: Pinza de acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 10 de febrero del 2015, Rev.1.