

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

PINZA SPALECK PARA INSERCIÓN DE LENTES INTRAOCULARES

REFERENCIA: K5-8270

MARCA: KATENA



Descripción: Pinzas de inserción de lentes intraoculares. Dispone de unas mandíbulas convexas, provistas de un delicado pulido.

Fabricada en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Medidas: Largo total 10 cm.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 18 junio de 2015, rev. 2