

PINZA BECHERT PARA SUJECION DE LIOS, MUY DELICADA CURVADA

REFERENCIA: K5-8476

MARCA: KATENA



Descripción: Pinza diseñada para sujetar lentes intraoculares. Mandíbulas planas, muy delicadas, suavemente curvadas.

Medidas: Mandíbulas de 2 cm. Longitud total de la pinza 11,8 cm

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 26 de marzo del 2015, rev. 1