

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

PINZA BERKE PARA PTOSIS

REFERENCIA: K5-9300 longitud 20 mm
K5-9310 longitud 27 mm

MARCA: KATENA



Descripción: Pinza Berke con cierre lateral deslizante. Brazos con mandíbulas laterales estriadas longitudinalmente, especialmente diseñada para ptosis.

Medidas: Longitud de los brazos 20 mm (ref. K5-9300) y 27 mm (ref. K5-9310), longitud total del instrumento 105 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de junio de 2015, rev.2