

## PINZA CHALAZIÓN LAMBERT REDONDA

**REFERENCIA:** K5-9450  
**MARCA:** KATENA



Descripción: Pinza de mordida, fenestrada y redonda, especialmente indicada para la cirugía de Chalazión. Con rueda lateral de fácil uso para regular la presión de mordida de la pinza. Mango estriado para una mejor manipulación.

Medidas: Longitud total de la pinza de 92mm. Ø interno de 8mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 28 de Marzo del 2017, rev.1*