

## PINZA CHALACION BAIRD OVAL 11x8mm PEQUEÑA

**REFERENCIA:** K5-9550

**MARCA:** KATENA



Descripción: Pinza de mordida, fenestrada y ovalada, especialmente indicada para la cirugía de Chalación. Con rueda lateral de fácil uso para regular la presión de mordida de la pinza. Mango estriado para una mejor manipulación.

Medidas: Longitud total de la pinza de 95mm. Ø interno de 8mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 3 de Mayo del 2018, rev. 1*