

PINZA CHALAZIÓN FRANCIS OVAL MEDIANA

REFERENCIA: K5-9600

MARCA: KATENA



Descripción: Pinza Chalazión Francis, ovalada mediana. Indicada para contener y prevenir la sangrado del chalazión durante la cirugía.

Medidas: Diámetro interno de la pinza 14x11 mm. Longitud total del instrumento 9'5cm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad por caja.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de junio de 2015, rev.2