

PINZA SERREFINE PEQUEÑA SERRADA

REFERENCIA: K5-9850

MARCA: KATENA



Descripción: Pinzas serradas para sujetar hilos, tejidos y campos quirúrgicos.

Medidas: 38mm de longitud.

Material: Fabricada en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 11 de Marzo de 2016, Rev.1.