

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

PINZA MOSQUITO HARTMANN MUY DELICADA

REFERENCIA: K5-9900 recta
K5-9910 curva

MARCA: KATENA



Descripción: Pinza mosquito extradelicada.

La referencia K5-9900 presenta las hojas rectas y la referencia K5-9910 curvas.

Medidas: Longitud total 9,5 cm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de junio de 2015, rev.2