

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

PINZA CAMPO QUIRURGICO BABY JONES

REFERENCIA: K5-9960

MARCA: KATENA



Descripción: Pinza cruzada diseñada para asegurar un mayor agarre de los campos y paños quirúrgicos.

Medidas: Longitud total del instrumental 55 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable

Presentación: caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de junio de 2015, rev.2