

PORTA AGUJAS MCPHERSON

REFERENCIA: K6-1010

MARCA: KATENA



*modelo con cierre a modo ilustrativo

Descripción: Porta agujas sin cierre McPherson recto para cirugía oftalmológica. Con puntas muy delicadas para una mayor precisión.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Longitud total: 111mm.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 10 de Marzo del 2017, Rev.1.