

PORTA AGUJAS MCPHERSON MUY DELICADO CURVO

REFERENCIA: K6-1020 CON CIERRE

K6-1030 SIN CIERRE

MARCA: KATENA



Descripción: Porta agujas McPherson curvo para cirugía oftalmológica. Con puntas muy delicadas, con cierre (K6-1020) y sin cierre (K6-1030).

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Longitud total: 111mm.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 24 de abril del 2015, Rev.1.