

## PORTA AGUJAS CASTROVIEJO DELICADO RECTO

**REFERENCIA:** K6-1500 CON CIERRE  
K6-1510 SIN CIERRE

**MARCA:** KATENA



Descripción: Porta agujas para glaucoma con puntas delicadas y rectas. La referencia K6-1500 dispone de cierre y la referencia K6-1510 es sin cierre.

Medidas: 135mm de longitud.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 29 Marzo de 2016, Rev. 1.*