

## PORTA AGUJAS CASTROVIEJO STANDARD RECTO CON CIERRE

**REFERENCIA:** K6-1560  
**MARCA:** KATENA



Descripción: Porta agujas para glaucoma con puntas estándar rectas y con cierre.

Medidas: 140mm de longitud.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 11 de marzo de 2016, Rev.1.*