

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## PORTA AGUJAS CASTROVIEJO STANDARD CURVO C/CIERRE

REFERENCIA: K6-1580

MARCA: KATENA



Descripción: Porta agujas Castroviejo con punta estandar, curvo con cierre. Para cirugía normal.

Medidas: 140mm de longitud, hoja de corte de 12mm

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja de 1 unidad

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 23 de febrero del 2016, rev.1*