

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## PORTA AGUJAS TROUTMAN DELICADO MUY CURVO

**REFERENCIA:** K6-3250 sin cierre  
K6-3260 con cierre

**MARCA:** KATENA



Descripción: Porta agujas con punta delicada, muy curva.

La referencia K6-3250 es sin cierre y la referencia K6-3560 tiene cierre.

Medidas: Longitud total 12,5 cm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 19 de junio de 2015, rev.2*